

## Orthèse articulée pour genou

### Description produit

Conçue pour fournir un support ferme durant l'activité physique. L'orthèse articulée pour genou épouse la forme du genou et procure confort et facilité de mouvement. Les charnières latérales articulées offrent stabilité et sécurité, alors que le coussin amovible empêche la compression directe sur la rotule.

Spécialement conçue pour soutenir les entorses de cisaillement et les blessures impliquant les ligaments croisés antérieurs (LCA). Cette attelle peut aussi être portée pour plusieurs problèmes impliquant la rotule tels que la chondromalacie, la tendinite de genou, la subluxation ou la dislocation du genou. Le néoprène retient la chaleur du corps afin de stimuler la circulation sanguine, réduit les spasmes musculaires et assouplit l'articulation.

### Caractéristiques

- Les charnières amovibles procurent une extension de 180° pour un positionnement sur mesure
- Ouverture rotulienne avec guide amovible
- Dégagement total de l'arrière du genou facilitant la flexion
- Néoprène avec nylon brossé et ratine à l'intérieur
- Le coussin amovible empêche la compression directe sur la rotule
- Procure une meilleure stabilité de la rotule
- Soutien ferme
- Ajustement facile
- Couleur : noir

**Fabriquée :** de néoprène recouvert de nylon brossé avec intérieur en ratine.

### Indications

- Traitement de différents problèmes reliés à la rotule dont la chondromalacie, la tendinite, la subluxation ou la dislocation de celle-ci
- Pratique sportive: sports de raquette, sports de ballon, jogging, vélo
- Travaux lourds
- Marche

### Tailles disponibles

CODE	CIRCONFÉRENCE GENOU	TAILLE
9449	30 - 40 cm (12" - 16")	PETIT/MOYEN
9450	40 - 52 cm (16" - 21")	GRAND/TGRAND
9451	52 - 63 cm (21" - 25")	TTGRAND



Pour choisir la taille appropriée, mesurez la circonférence du genou au milieu de l'articulation. Si la valeur mesurée se situe entre deux tailles, sélectionner la plus grande.

### **Ajustement**

Enveloppez le genou en attachant le Velcro® du bas en premier. Détachez les charnières de chaque côté et placez-les de sorte à bien soutenir les ligaments du genou (étape 1). L'ouverture en rond sur le support doit être positionnée autour de la rotule. Attachez le Velcro® du haut en dernier (étape 2). Vous devriez être capable de plier le genou sans bloquer la circulation sanguine.

### **Entretien**

Laver à la main avec du savon doux et sécher à l'air.

**Mise en garde :** Si la douleur persiste ou si vous désirez en savoir davantage sur l'utilisation de ce produit, consultez un spécialiste de la santé.