

## Ensemble à traction cervicale

Ensemble complet pour traction cervicale comprenant un sac en vinyle (capacité de 20 lb / 9 kg), une mentonnière, un système de poulies et un support.

CODE	DESCRIPTION
7618	ENSEMBLE COMPLET

### Ajustement :

1. Fixer l'assemblage du support et des poulies sur le dessus d'une porte.
  2. Attacher solidement une extrémité de la corde au sac de plastique.
- Engager la corde dans les deux poulies et attacher l'autre extrémité au centre de la barre de traction.

3. Mettre la fronde autour de la tête. Le menton doit reposer sur la mentonnière, au centre de la grande bande de la fronde alors que l'arrière de la tête doit reposer sur la petite bande. Attacher les bandelettes latérales.
4. Une fois assis, engager les anneaux de métal dans les crans de la barre de traction.
5. Remplir le sac de la quantité d'eau recommandée par le médecin. Le sac gradué, ce qui facilite le mesurage.
6. S'asseoir devant la porte ou à une certaine distance de celle-ci, selon le type de traction prescrit (extension ou flexion).



### Entretien et entreposage :

- Détachez le sac de traction d'eau du cordon de traction en nylon.
- Vider le sac de traction d'eau.
- Rincer l'intérieur du sac avec une solution détergente diluée si désiré.
- Faire sécher le sac complètement avant de le ranger.
- Ranger le sac à plat ou roulé. Ne pas le plier.
- Retirer le système de poulies de la porte. Le système de poulies peut être rangé entièrement assemblé.

### Avertissement :

L'utilisation de ce dispositif ne doit pas se faire seul. Un professionnel de la santé doit assister la personne traitée avec le processus d'installation et un traitement approprié. Ne pas laisser la personne traitée sans surveillance. Vérifier la prescription de poids appropriée et la durée de traitement avant de commencer le traitement.