

Ruban adhésif sport

Description produit

Le choix des sportifs!

L'enveloppement des articulations avec du ruban adhésif sport est important pour la prévention des blessures, en particulier pour la cheville et la main. Le "taping" est également essentiel lors de prise en charge précoce des blessures et la réadaptation. Le ruban adhésif sport aide à prévenir les blessures et entorses. Il protège également les articulations faibles.

Indications

Le ruban adhésif sport est souvent utilisé pour aider les athlètes à récupérer des entorses du ligament de la cheville ou pour aider à prévenir d'autres blessures. Les sports les plus couramment associés aux entorses de la cheville incluent le karaté, le basketball, le football, le baseball et le soccer.

Format disponible

CODE	LARGEUR	LONGUEUR
7788	3.8 cm (1.5")	9 m (30')

Ajustement

- Appliquer sur une peau propre, sèche et dénudée de poils
- Enrouler le ruban avec fermeté, sans nuire à la circulation sanguine
- Pour éviter une irritation de la peau, enrouler doucement le ruban

Mise en garde : Si la douleur persiste ou si vous désirez en savoir davantage sur l'utilisation de ce produit, consultez un spécialiste de la santé.

