

FORMEDICA®

Pour votre mieux-être

Stabilisateur de poignet

Description produit

Conçu pour stabiliser les articulations et procurer un soutien confortable aux muscles affaiblis du poignet. Le stabilisateur de poignet peut être utilisé pour soulager les douleurs associées à une foulure, à une entorse, à une elongation ou au surmenage musculaire. Il est efficace durant ou après une activité. Fait de néoprène, il garde la chaleur du corps, favorisant ainsi la circulation sanguine et gardant les muscles flexibles. Il reste efficace même mouillé et n'absorbe pas d'eau. Le stabilisateur de poignet est particulièrement recommandé pour les personnes souffrant d'instabilité chronique au niveau du poignet.

Caractéristiques

- Procure un support accru
- À porter durant ou après une activité physique
- Efficace même mouillé (n'absorbe pas l'eau)
- Néoprène avec tricot brossé et ratine à l'intérieur
- Peut être porté au poignet gauche ou droit
- Ajustement facile
- Couleur : noir

Indications

- Foulure
- Entorse
- Surmenage musculaire
- Pratique sportive: sports de raquette, sport de ballon
- Exercices de musculation (soulèvement de poids et haltères)
- Manipulation d'objets lourds

Fabriqué : de néoprène recouvert de nylon brossé.

Tailles disponibles

Code	Circonférence poignet	Taille
2012	13 - 18 cm (5'' - 7'')	PETIT/MOYEN
2013	18 - 23 cm (7'' - 9'')	GRAND/TGRAND

Pour choisir la taille appropriée, mesurer la circonférence du poignet. Si la valeur mesurée se situe entre deux tailles, sélectionner la plus grande.



Ajustement

Enveloppez votre poignet en étirant le bandage et ajustez la tension en attachant la bande Velcro[®] adéquatement.

Entretien

Lavez à la main avec du savon doux et séchez à l'air.

Mise en garde : Si la douleur persiste ou si vous désirez en savoir davantage sur l'utilisation de ce produit, consultez un spécialiste de la santé.