

Attelles en aluminium pour doigt (Protecteur)

Description produit

Les attelles en aluminium Formedica permettent d'immobiliser temporairement le doigt en cas d'entorse ou de fracture. Leur côté en aluminium offre la rigidité nécessaire et le côté en mousse assure un confort au patient.

Application facile et rapide grâce aux quatre tiges. Attelles utilisées pour protéger les coupures et le doigt blessé ainsi qu'après une opération.



Caractéristiques

- Faites en aluminium malléable recouvert de caoutchouc mousse
- Radio-transparentes
- S'enlèvent facilement pour nettoyer et examiner la blessure
- Les modèles d'attelles à utiliser dépendent de la nature de la fracture et du type d'immobilisation recherché

Tailles disponibles

CODE	CODE DOUZAINÉ	LONGUEUR	TAILLE
9176	129176	5.7 cm (2.25")	PETIT
9177	129177	7.3 cm (2.90")	MOYEN
9178	129178	8.3 cm (3.25")	GRAND