

Immobilisation jambe et genou FORMEDICA™

Description produit

Permet une immobilisation totale du genou pendant une phase de repos, de guérison ou de rééducation.

Indications

Recommandées dans les cas d'entorses, de dislocations, de fractures simples, d'arthropathies diverses ainsi qu'avant ou après une intervention chirurgicale.

Caractéristiques

- Cinq tiges d'aluminium souples et amovibles : une de chaque côté et trois à l'arrière
- Revêtement extérieur en coton laminé sur caoutchouc mousse avec intérieur en ratine
- Attaches de type Velcro®



Tailles disponibles

HAUTEUR 49cm (19")	HAUTEUR 56cm (22")	HAUTEUR 64cm (25")	COULEUR	AJUSTEMENT	TAILLE
7376	8401	8409	GRIS	38 – 43cm (15" – 17")	PETIT
7377	8402	8410	VERT	43 – 49cm (17" – 19")	MOYEN
7378	8403	8411	BLEU	49 – 54cm (19" – 21")	GRAND
7379	8404	8412	GRIS	54 – 59cm (21" – 23")	TGRAND

Entretien

Enlever les tiges. Laver à cycle délicat et sécher à l'air.