

Immobilisation jambe et genou RADIAL™

Description produit

Permet une immobilisation totale du genou pendant une phase de repos, de guérison ou de rééducation.

Indications

Recommandées dans les cas d'entorses, de dislocations, de fractures simples, d'arthropathies diverses ainsi qu'avant ou après une intervention chirurgicale.

Caractéristiques

- Quatre tiges d'aluminium semi-ovales, fermes et amovibles : une de chaque côté et deux à l'arrière
- Revêtement extérieur en coton laminé sur caoutchouc mousse avec intérieur en ratine
- Attaches de type Velcro®



Tailles disponibles

HAUTEUR 49cm (19")	HAUTEUR 56cm (22")	HAUTEUR 64cm (25")	COULEUR	AJUSTEMENT	TAILLE
8746	8763	8751	GRIS	38 – 43cm (15" – 17")	PETIT
8747	8764	8752	VERT	43 – 49cm (17" – 19")	MOYEN
8748	8765	8753	BLEU	49 – 54cm (19" – 21")	GRAND
8749	8766	8754	GRIS	54 – 59cm (21" – 23")	TGRAND

Entretien

Enlever les tiges. Laver à cycle délicat et sécher à l'air.