

Talon de marche

Description produit

Le talon de marche protège le plâtre et aide à atténuer les chocs pour ainsi réduire la douleur. Il permet au patient d'avoir une démarche normale tout en étant confortable et stable.



Caractéristiques

- Antidérapant avec surface adhérente striée en caoutchouc
- Très résistant à l'usage intensif
- Pré-moulé à l'arche du pied
- Le double appui offre une plus grande stabilité
- Faible élévation pour éviter les problèmes de déhanchement
- Couleur : rouge

Tailles disponibles

CODE	PROFONDEUR	LARGEUR	HAUTEUR	TAILLE
6505	4.8 cm (1.9")	10.8 cm (4.3")	2.5 cm (1")	JUNIOR
6506	5.7 cm (2.3")	13 cm (5.1")	3.2 cm (2.3")	ADULTE