

Support sportif pour épaule

Description produit

Conçu pour soutenir et stabiliser l'articulation de l'épaule (scapulo-humérale) durant l'activité physique sans empêcher les mouvements. Le Support Sportif pour épaule fournit également un soutien aux muscles et ligaments affaiblis de l'épaule en apportant de la chaleur thérapeutique et de la compression. Peut être indiqué dans le traitement des subluxations et légères instabilités de l'articulation et aussi pour soulager la douleur.

Caractéristiques

- Fabriqué en néoprène laminé à l'extérieur avec du tricot brossé et de la ratine à l'intérieur
- Pièce supplémentaire amovible au besoin (pour plus de compression)
- Soutien léger
- Ambidextre
- Fermeture adhésive de type Velcro®
- Ajustement facile
- Couleur : noir

Fabriqué : de néoprène recouvert de nylon brossé avec intérieur en ratine.

Indications

- Subluxations
- Articulations instables
- Exercices de musculation

Tailles disponibles

CODE	CIRCONFÉRENCE BRAS	TAILLE
9236	30 – 44 cm (12'' – 17'')	PETIT/MOYEN
9237	45 – 58 cm (18'' – 23'')	GRAND/TGRAND

Pour choisir la taille appropriée, mesurez la circonférence du bras au niveau de l'articulation de l'épaule. Si la valeur mesurée se situe entre deux tailles, sélectionnez la plus grande.



Ajustement

Mettre le support sur l'épaule et fermer sous le bras en ajustant la tension avec l'attache de type Velcro[®]. Croiser les deux courroies sous le bras opposé et attacher la bande Velcro[®].

Entretien

Lavez à la main avec du savon doux et séchez à l'air.

Mise en garde : Si la douleur persiste ou si vous désirez en savoir davantage sur l'utilisation de ce produit, consultez un spécialiste de la santé.