

Gaine pour orthèse

Description produit

Gaine tubulaire en coton léger, à porter sous un support de néoprène (ou tout autre support/ attelle/ immobilisation) afin de réduire les irritations cutanées dues au frottement ou à l'humidité/ transpiration.

Chaque emballage contient 1 mètre de gaine, à couper à la longueur désirée selon la partie du corps, pour plusieurs utilisations.

Caractéristiques

- Gaine tubulaire en coton léger
- Absorbe la transpiration
- Prévient l'humidité excessive
- Emballage individuel
- Couleur : beige

Tailles disponibles

| CODE | LARGEUR | LONGUEUR |
|------|-----------|-----------|
| 9109 | 5 cm (2") | 1 m (39") |

Ajustement

Coupez à la longueur désirée. Pour utilisation sur la main, coupez une fente pour le pouce.

Entretien

Laver à la main avec du savon doux et sécher à l'air.

