

Soins à domicile

Incontinence

Ces produits protègent toutes surfaces contre les fuites, les tâches et l'humidité. Ils représentent une barrière efficace contre l'urine, l'alcool, le sang et la plupart des médicaments

Utilisations recommandées :

- Incontinence urinaire
- Apprentissage de la propreté
- Protection de la table à langer, du matelas et des meubles
- À la maison ou en déplacement

Alaises réutilisables

- Surface de coton tissé, surpiquée afin de stabiliser l'ouatine
- Munie d'une épaisse ouatine de cellulose très absorbante et d'un envers en vinyle hydrofuge
- Qualité institutionnelle, très résistante à l'utilisation et au lavage
- Entretien facile : laver et sécher à la machine

Formats disponibles

Code	Dimensions	Taille
1880	43 cm x 64 cm (17" x 25")	PETIT
1881	87 cm x 94 cm (34" x 37")	MOYEN
1882	87 cm x 188 cm (34" x 74")	GRAND

