

Attelle en aluminium pour avant-bras

Description produit

Les attelles en aluminium Formedica permettent d'immobiliser temporairement doigts et poignet en cas d'entorse ou de fracture. Leur côté en aluminium offre la rigidité nécessaire et le côté en mousse assure un confort au patient.

Indications

- Pour le traitement de fractures du poignet ou du radius.
- Blessures lors de sports divers (basketball, volleyball, etc...)

Caractéristiques

- Malléables, permettant l'ajustement aux contours de la main
- Radio-transparentes
- Aluminium beige recouvert de caoutchouc mousse bleu
- Perforations favorisant la circulation d'air



Tailles disponibles

GAUCHE	DROITE	TAILLE
8810	8813	PETIT
8811	8814	MOYEN
8812	8815	GRAND