

Atelles en aluminium pour doigt (Grenouille)

Description produit

Les atelles en aluminium Formedica permettent d'immobiliser temporairement le doigt en cas d'entorse ou de fracture. Leur côté en aluminium offre la rigidité nécessaire et le côté en mousse assure un confort au patient.



Les « bras » et « jambes » des atelles se plient facilement afin de protéger et immobiliser le doigt.

Caractéristiques

- Faites en aluminium malléable recouvert de caoutchouc mousse
- Radio-transparentes
- S'enlèvent facilement pour nettoyer et examiner la blessure
- Les modèles d'attelles à utiliser dépendent de la nature de la fracture et du type d'immobilisation recherché

Tailles disponibles

CODE	CODE DOUZAINÉ	LONGUEUR	TAILLE
9146	129146	5.7 cm (2.25")	PETIT
9147	129147	7.3 cm (2.90")	MOYEN
9148	129148	8.3 cm (3.25")	GRAND