

## Soins à domicile

### Bassines orthopédiques

Cette bassine est conçue de manière à augmenter le confort du patient, améliorer son positionnement et faciliter l'intervention du personnel soignant. La forme adaptée à l'anatomie permet une répartition sur trois zones du poids de l'assise et diminue celui-ci au niveau du coccyx. La conception en forme de «pelle» permet de glisser la bassine sous le patient en évitant des mouvements souvent pénibles. L'aspect profilé de la bassine permet de conserver une position correcte du dos. La préhension est facilitée avec la poignée à l'arrière pour une diminution des mouvements pénibles lors de l'enlèvement.

### Caractéristiques

- Faites de polypropylène
- Faciles à nettoyer
- Sans latex
- Couleur : turquoise

Code	Emballage	Hauteur (avant)	Hauteur (arrière)	Largeur
4081	Vrac	8 cm (3")	2.5 cm (1")	32 cm (12.5")
4082	Vrac	10.8 cm (4.25")	6 cm (2.3")	42 cm (16.5")

