

## Aide à la marche

### Embouts de cannes

Gamme complète d'embouts de caoutchouc antidérapants de qualité supérieure.

- Rondelle de métal intérieure
- Se référer à la table des codes pour diamètre et couleur de chaque modèle, ainsi que pour connaître l'embout de remplacement approprié pour votre canne ou marchette FORMEDICA.

### Modèles disponibles

CODE	DIAMÈTRE	COULEUR	AJUSTABLES AUX CANNES
100A	1.3 cm (1/2")	NOIR	5947/5948/5949
101A	1.6 cm (5/8")	NOIR	5950/5951
101B	1.6 cm (5/8")	BRUN	5950
171	1.6 cm (5/8")	NOIR	418
173	1.6 cm (5/8")	GRIS	411
181	1.9 cm (3/4")	NOIR	420B/420N/515/516/1455/5941/5942
1811	1.9 cm (3/4")	NOIR	421/422/424/427/428 (POUR CANNES À PIC)
183	1.9 cm (3/4")	GRIS	410
191	2.2 cm (7/8")	NOIR	90/580
20	2.5 cm (1/2")	NOIR	33/35

