

## Immobilisation épaule et bras Velpeau™

### Description produit

Soutient le poids du bras et restreint fermement le mouvement au niveau de l'épaule. Élimine la fatigue cervicale en transférant le poids du bras blessé sur l'épaule opposée.

### Caractéristiques

- Fait en coton
- Ajustable à l'aide d'une courroie en polypropylène résistante et robuste
- Coussin ajustable sur la courroie du cou pour un confort accru
- Bande arrière de 7.5 cm (3") de hauteur pour accroître la stabilité et le confort
- Couleur : bleu bordure blanche



### Indications

- Contusion
- Entorse
- Subluxation
- Luxation

### Tailles disponibles

CODE	CIRCONFÉRENCE THORAX	TAILLE
8561	71 - 94 cm (28" - 37")	PETIT/MOYEN
8562	94 - 125 cm (37" - 49")	GRAND/TGRAND

Pour choisir la taille appropriée, mesurez la circonférence du thorax (sous la poitrine).

### Ajustement

Placer le coude en premier. Attacher la bande autour du thorax. Ajuster et fermer les courroies à l'épaule.

### Entretien

Laver à la main avec un savon doux et laisser sécher à l'air ambiant.