

Immobilisation jambe et genou SPEC™

Description produit

Permet une immobilisation totale du genou pendant une phase de repos, de guérison ou de rééducation.

Indications

Recommandées dans les cas d'entorses, de dislocations, de fractures simples, d'arthropathies diverses ainsi qu'avant ou après une intervention chirurgicale.

Ces produits incluent une gaine d'hygiène.

Caractéristiques

- Revêtement extérieur en nylon brossé laminé sur caoutchouc mousse avec intérieur en ratine
- Trois bandes élastiques permettent une compression uniforme et contrôlée
- 4 tiges d'aluminium de densité souple dont 2 tiges déplaçables pour faciliter l'ajustement
- Ouverture pour la rotule



Tailles disponibles

HAUTEUR 33cm (13'')	HAUTEUR 41cm (16'')	HAUTEUR 49cm (19'')	HAUTEUR 56cm (22'')	HAUTEUR 64cm (25'')	COULEUR	TAILLE
SPC013	SPC016	SCP019	SPC022	SPC025	GRIS	TAILLE UNIQUE

Entretien

Enlever les tiges. Laver à cycle délicat et sécher à l'air.