

## Soins des pieds - Comfort™

### Manchon coude/talon

Ce manchon est fait de tissu extensible et doux en lycra/nylon avec un coussin de gel intégré fait en polymère. Le gel épouse la forme de la cheville ou du coude. Il fournit un support confortable en absorbant les chocs et réduisant les frictions. Durant l'usage, le gel composé principalement d'une huile minérale de grade médical est diffusé progressivement à la surface de la peau pour adoucir, hydrater et absorber les coups. Ce produit est lavable et réutilisable.

### Caractéristiques

- Protège le talon ou le coude contre les pressions dues aux frottements et aux chocs
- Hydrate la peau craquelée et sèche du talon ou du coude
- Permet aussi de protéger la bourse olécrânienne et le nerf cubital, de garantir une certaine protection au talon ou au coude et d'éviter la formation d'escarres
- Procure une légère compression



CODE	CIRCONFÉRENCE DU TALON/COUDE	TAILLE
6415	20 CM (8'')	PETIT/MOYEN
6416	23 CM (9'')	GRAND/TGRAND

Pour choisir la taille appropriée, mesurer la circonférence du talon ou du coude.

### Entretien

Lavez à la main avec du savon doux et séchez à l'air.

### Mise en garde

Ne pas appliquer le produit sur une plaie ouverte. En cas d'irritation ou de problème de circulation, cesser l'utilisation du produit et consulter un professionnel de la santé. Retirer le produit quelques heures par jour afin de permettre à la peau de respirer. Si la douleur persiste ou si vous désirez en savoir davantage sur l'utilisation de ce produit, consultez un spécialiste de la santé.