

## Supports Arthri-Forme

### Support pour coude

#### Description produit

L'arthrite désigne l'inflammation des articulations et peut toucher toutes les articulations du corps. Les principaux symptômes sont la douleur articulaire, l'enflure, les raideurs, etc.

Conçu pour aider à soulager raideurs, douleurs et maux associés à l'arthrite du coude. Le Support pour coude Arthri-Forme procure une légère compression, favorisant la circulation sanguine. La chaleur et la circulation sanguine adéquates réduisent la douleur et favorisent le confort et le soulagement.

#### Caractéristiques

- Se porte facilement
- Procure une compression légère
- Excellent maintien de l'élastique pour assurer une mobilité accrue
- Retient la chaleur corporelle

**Fabriqué :** 56% laine, 23% élastique, 21% nylon

#### Indications

- Arthrite
- Arthrose
- Polyarthrite rhumatoïde
- Douleurs articulaires

#### Tailles disponibles

CODE	CIRCONFÉRENCE COUDE	TAILLE
9761	23 - 25 cm (9" - 10")	PETIT
9762	25 - 28 cm (10" - 11")	MOYEN
9763	28 - 31 cm (11" - 12")	GRAND
9764	31 - 33 cm (12" - 13")	TGRAND

Pour choisir la taille appropriée, mesurer la circonférence du coude au milieu de l'articulation.

#### Entretien

Laver à la main avec du savon doux et sécher à l'air.

**Important :** En cas de persistance de la douleur, ou si vous désirez en savoir davantage sur l'utilisation de ce produit, consultez un spécialiste de la santé.

