

Supports pour bras en filet de polyester

Description produit

Support pour bras avec boucle ajustable pour une installation rapide. Élimine la fatigue cervicale en transférant le poids du bras blessé/cassé sur l'épaule opposée.

Caractéristiques

- Ajustables à l'aide d'une courroie en polypropylène résistante et robuste

Indications

- support pour plâtre
- blessures au bras, au poignet ou à la main

Tailles disponibles

Code douzaine	Hauteur	Longueur	Modèle	Taille
127397	15 cm (6")	33 cm (13")	Adulte	Petit
127398	18 cm (7")	38 cm (15")	Adulte	Moyen
127399	19 cm (7.5")	46 cm (18")	Adulte	Grand

Pour déterminer la taille appropriée, mesurer la longueur du coude jusqu'au centre de la main.

Ajustement

Pour un bon ajustement du support, le placer du coude jusqu'au centre de la main.

Entretien

Lavez à la main avec du savon doux et séchez à l'air.

