

## Support pour plâtre

### Description produit

Conçu pour réduire la fatigue cervicale en transférant le poids du bras blessé/cassé sur l'épaule opposée. Peut être utilisé pour le bras droit ou gauche. Efficace pour toute la durée de la convalescence du patient.

### Caractéristiques

- Ajustable à l'aide d'une courroie en polypropylène résistante et robuste
- Coussin rembourré ajustable sur la courroie du cou pour un confort accru
- Fait d'un revêtement extérieur en nylon brossé laminé sur caoutchouc mousse avec intérieur en ratine
- Couleur enfant : gris bordure blanche
- Couleur adulte : gris bordure noire

### Indications

- blessures au bras, au poignet ou à la main

### Tailles disponibles

Code	Modèle
7679	Enfant
7680	Adulte

### Ajustement

Positionnez le support sous le bras blessé. Ajustez le coussin rembourré sur la courroie du cou à l'épaule opposé pour un confort accru.

### Entretien

Lavez à la main avec du savon doux et séchez à l'air.

