

## Supports pour clavicules

### Description produit

Conçu pour soutenir les clavicules en cas de fracture et aider à corriger les défauts de posture.

### Caractéristiques

- Courroies en polypropylène
- Feutre recouvert de stockinette
- Coussinet protecteur à l'arrière
- Couleur : blanc



### Tailles disponibles

Modèle fermeture métallique Courroies 2,5 cm (1")	Modèle fermeture métallique Courroies 4 cm (1.5")	Modèle fermeture Velcro Courroies 2,5 cm (1")	Modèle fermeture Velcro Courroies 4 cm (1.5")	Ajustement	Taille
7250	9050	9360	9055	22 - 24 cm (8.5" - 9.5")	ENFANT
7251	9051	9361	9056	24 - 32 cm (9.5" - 12.5")	PETIT
7252	9052	9362	9057	32 - 40 cm (12.5" - 15.5")	MOYEN
7253	9053	9363	9058	40 - 49 cm (15.5" - 19.5")	GRAND
72531	90531	9364	9059	49 - 58 cm (19.5" - 23")	TGRAND

Pour choisir la taille appropriée, mesurer du centre de l'omoplate jusqu'à l'aisselle, en passant par-dessus l'épaule.

### Entretien

Lavez à la main avec du savon doux et séchez à l'air.